

COLLARE CHAMPION – BIVALVA REGOLABILE misure adulto e pediatrico

Adulto: codice 1574



Pediatrico: codice 1575



Il Collare Cervicale di emergenza “**Champion**” è **il nuovo collare a doppia valva regolabile in differenti altezze.**

Champion è lo strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione. Il suo design ergonomico permette un'immobilizzazione sicura del rachide cervicale, garantisce un'ottima manovrabilità e velocità nel posizionamento e un minor tempo di intervento nella scelta del presidio.

E' dotato di foro centrale per il controllo della trachea e l'effettuazione di una eventuale tracheotomia. L'estremità del velcro in colore arancio permette la miglior individuazione della presa mentre il velcro maschio pressofuso nel collare assicura efficienza e resistenza del presidio.



Sviluppato per un utilizzo nell'emergenza medica, il suo design piatto in due pezzi permette un efficiente posizionamento negli spazi limitati dei mezzi di soccorso. E' radiotrasparente e latex free.

COMPOSIZIONE

Struttura in polietilene

Imbottitura in LD nero

Bottoncini in nylon

Chiusura con cinturini in velcro

DESTINAZIONE D'USO

Immobilizzazione del rachide cervicale, riduce al minimo la flessione estensione e assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Rilevare la misura: dopo aver posizionato la testa del paziente in posizione neutra, utilizzare le proprie dita per misurare la distanza tra la spalla e il mento del paziente, cercare la linea di regolazione sul collare e posizionare il dito più basso sulla linea, selezionare la misura in corrispondenza della taglia coperta dal dito più alto e bloccare la mentoniera spingendo il bottone di fissaggio a scatto;



2. Separare i due elementi, prendere la parte frontale e montare la mentoniera fissandola con il bottoncino nell'apposito buchetto,
3. Stabilizzare la testa del paziente ed accostare il collare al mento ed alla parte sternale, cingere il collo con la fascia e bloccarla con il velcro mantenendo sempre la posizione del collo
4. Posizionare la parte posteriore dietro la testa in modo centrato e serrare le parti in velcro per stabilizzare la posizione del collo del paziente.

INDICAZIONI

Situazioni post-traumatiche della zona cervicale nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano dai raggi solari, fonti di calore e polvere.

Il prodotto non ha scadenza, ma la durata prevista è di anni 10 per i materiali e i componenti del dispositivo.

LAVAGGIO

Il dispositivo è monouso

- E' possibile comunque il lavaggio in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri
- Sciacquare bene
- Non strizzare
- Lasciare asciugare orizzontalmente
- Non stirare